



SCAN LAB *soft*

Logiciel de gestion de sérothèque

ADAPTABILITÉ

Compatible avec vos tubes et vos codes à barres

PRODUCTIVITÉ

Positionnement libre des échantillons en sérothèque attribué par simple lecture code à barres

TRAÇABILITÉ

Stockage, recherche, sorties, mises aux déchets

STOCKAGE

Organisation et optimisation des espaces de stockage

SCAN LAB soft

Scanlab Soft est un logiciel de gestion de sérothèque pour tubes primaires à gel et/ou tubes décantés

Système ouvert : adaptable à tous les laboratoires

- **Installation sur PC du laboratoire, PC ou tablette Concept-pro**
- **Adaptation** à vos CB et vos tubes (7mL, 5mL...)
- **Connexion informatique SIL ou Middleware**
 - mono-directionnelle (réception démographie patient)
 - bi-directionnelle (renvoi acquittement dossier et localisation en sérothèque)
- **Sauvegardes et archivages** automatiques des données
- **Édition d'une liste de travail**

Système Scanlab Soft et accessoires : une offre adaptée à vos besoins

- **Scanlab Soft** : logiciel et douchette sans fil
- **Supports de stockage (au choix)** :
 - portoirs Concept-pro adaptés à vos tubes (7mL, 5mL...). Capacité 40 tubes
 - boîtes de stockage existantes
 - autres supports...
- **Solutions stockage (au choix)** :
 - kit chambre froide Concept-pro
 - kit congélateur Concept-pro
 - réorganisation espaces de stockage existants
- **PDA WIFI (option)** : scanner CB permettant de réaliser à distance les opérations de traçabilité



Mode opératoire : simple, rapide et sécurisé

- **Pré-stockage sur support** : attribution du positionnement des échantillons sur le support par lecture CB (douchette)
- **Stockage** : enregistrement de la position d'un support directement dans l'espace de stockage par lecture CB grâce au PDA WIFI (ou douchette sans fil)
- **Recherche** : localisation immédiate et précise d'un échantillon (ex : Congélateur C01 ; Rayonnage R02 ; Portoir 0001 ; emplacement 25)
- **Traçabilité** : identification des motifs de sortie et destinataires (si envoi extérieur)
- **Mise aux déchets automatique** : à l'issue de la ou des dates de péremption des échantillons
- **Historique des opérations** : consultable par échantillon avec opérateur, date et heure



- **Compatibilité ascendante et descendante** avec Scanlab1 et Scanlab2
- **Traçabilité complète et sécurisée** de votre sérothèque
- **Organisation de vos espaces de stockage**



1. JE SCANNE LE PORTOIR

Scanner PDA Wifi



2. JE SCANNE LE RAYONNAGE



3. JE SCANNE LE CONGÉLATEUR

STOCKAGE TERMINÉ!

CONCEPT PRO
Études Prototypes Industrialisation

18 rue Lesage
87000 Limoges
Tél. : +33 (0)5 55 31 20 67
Fax : +33 (0)5 67 07 12 37
www.concept-pro.fr
contact@concept-pro.fr